

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can.

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
- **DO NOT** use the rollator as a wheelchair or transport device. Rollators are not intended to be propelled while seated.
- The brakes **MUST** be in the locked position before using the seat.
- A physical/occupational therapist should assist in the height adjustment of the rollator for maximum support and correct brake activation.
- Care should be taken to ensure that all hand and height adjustments are secure, and that casters and moving objects are in good working order before using this or any mobility aid.
- All wheels **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the rollator is properly balanced.
- When using the rollator in a stationary position, the hand brakes **MUST** be locked.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your product. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- The rollator basket has a weight limitation of 11 lbs (5 kg). The pouch has a weight limitation of 10 lbs (5 kg). Items placed in either the basket or the pouch should **NOT** protrude from the basket or pouch.
- If push handles are exposed to extreme temperature (above 100°F or below 32°F), high humidity and/or becomes wet, prior to use, ensure hand grips **DO NOT** twist on rollator handle - otherwise damage or injury may occur.
- After installation and before use, ensure that all attaching hardware is tightened securely.
- **DO NOT** attempt to reach objects if you have to move forward in the seat. Reaching for these objects will cause a change to the weight distribution of the rollator and may cause the rollator to tip, resulting in injury or damage.
- **DO NOT** hang anything from the frame of the rollator. Items should be placed in the basket or the pouch.
- The backrest should **ALWAYS** be in place and is **NOT** designed to support the total body weight of the user.
- Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use **EXTREME** caution when reaching for any object.

ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Patient Height Specifications

NOTE: For models not listed, please check labeling on product.

| MODEL | PATIENT HEIGHT MIN. / MAX |
|-------------------|---------------------------|
| 65851R & 65851B | 5'6" - 6'3" |
| 65650 & 65650R | 5'5" - 6'2" |
| 65650BB & 65650BR | 5'5" - 6'2" |
| 65651BB & 65651BR | 5'0" - 5'6" |
| 65350GR | 5'1" - 5'6" |
| 66550 | 5'8" - 6'5" |

Care and Maintenance

1. Verify operation of the brakes and have them adjusted if necessary. Contact your Invacare dealer for brake adjustment.
2. If hand grip is loose, DO NOT use. Contact your Invacare dealer.
3. Inspect wheels periodically for wear or damage.
4. Replace any broken, damaged or worn items immediately.
5. For the best service from your rollator, always use replacement parts from Invacare.
6. Periodically inspect the casters and caster stems for assembly tightness and verify that the wheels are free of hair, lint and other debris that could interfere with free wheel operation.

Attaching the Basket and Pouch

NOTE: Not all rollator models offer each accessory described in this paragraph.

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

Pouch

Attach the pouch (not shown) to the seat support tube with snaps.

Basket

Install the basket onto the front seat support tube so the hooks rest on the front tube or underneath the seat.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

Using the Rollator

Opening the Rollator


1. Either pull the two push handles apart or push down on the rear wheel tube on a three-wheeled rollator.

NOTE: Before first use, remove the plastic crossbar between the two rear wheels.

2. On some models, push the locking mechanism into place.

NOTE: Ensure the locking mechanism is fully engaged.

NOTE: Pouch not shown.



Folding the Rollator

1. If necessary, remove the accessories and lift the seat.
2. Lift up on the locking mechanism on the crossbar if needed.
3. Either push the two push handles together or lift up the rear wheel tube on a three-wheeled rollator.

Using the Hand Brake

1. Pull the top portion of the brake handles up towards the push handles.
2. Perform one of the following:
 - To Remain Stationary - Hold the brake handle up.
 - To Continue Mobility - Release the brake.
3. To lock, push down on the bottom portion of the brake handle.
4. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.

Adjusting the Height of the Rollator

NOTE: After adjusting the height, the rollators brakes must be checked and, if necessary, adjusted.

1. Either loosen the tube tightening levers or remove the adjustment knob by turning counterclockwise.
2. Position the push handle so that when the user's arm is down to their side the hand grip is at wrist height.
3. Either tighten the tube tightening lever or install the adjustment knob into one of the six adjustment holes by turning clockwise.
4. Repeat STEPS 1-3 for the other side.

Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants the brakes to be free from defects in materials and workmanship for five years, and all other components for one year for the original purchaser (excluding tires and wheels). If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can.

REMARQUE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

AVERTISSEMENT

- **NE PAS** installer ni utiliser cet équipement sans avoir lu et compris au préalable ces instructions. En cas d'incapacité à comprendre les avertissements, les mises en garde ou les instructions, consulter un professionnel de la santé, un revendeur ou un technicien avant d'essayer d'installer ce matériel, sans quoi des blessures pourraient en résulter.
- Il est conseillé à chaque patient de consulter **SYSTEMATIQUEMENT** son médecin ou son rééducateur pour régler l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- Le déambulateur N'est PAS conçu pour être utilisé comme fauteuil roulant ou comme appareil de transport. Les déambulateurs NE sont PAS conçus pour être déplacés lorsqu'une personne est assise dessus.
- Les freins **DOIVENT** être en position bloquée avant d'utiliser le siège.
- Un physiothérapeute ou un ergothérapeute doit aider le patient à régler la hauteur du siège du déambulateur pour que le support soit maximal et que l'activation des freins se fasse correctement.
- Assurez-vous que **TOUS** les réglages des poignées et de la hauteur sont bloqués et que tous les roues et les pièces mobiles sont bien en place et prêtes à fonctionner avant d'utiliser cet appareil ou tout autre équipement d'aide à la locomotion.
- Toutes les roues **DOIVENT** être en contact avec le sol en permanence. Ceci garantit que le déambulateur est stable.
- Lorsque vous utilisez le déambulateur en position fixe, les freins à poignées **DOIVENT** être bloqués.
- Vérifiez **TOUJOURS** la charge limite sur la plaque signalétique du produit. Vérifiez que toutes les étiquettes soient présentes et lisibles. Au besoin, remplacez-les.
- Si les poignées à pousser sont exposées à des températures extrêmes (supérieures à 37° C (100 °F) ou inférieures à 0 °C (32 °F)), à des environnements très humides et/ou qu'elles deviennent humides avant utilisation, assurez-vous que les gaines anti-dérapantes pour les mains ne vrillent pas autour de la poignée du déambulateur, sous peine d'endommager celui-ci ou de vous blesser.
- Une fois installé et avant l'utilisation, assurez-vous que tout le matériel de fixation est bien serré.
- **N'ESSAYEZ PAS** d'attraper des objets qui nécessitent que vous avanciez sur le siège pour être à votre portée. Une telle tentative causerait une modification de la distribution du poids du déambulateur et pourrait entraîner sa chute, l'endommager, voire vous blesser.
- Ne suspendez **RIEN** sur les armatures latérales du déambulateur. Les objets à transporter doivent être placés dans le panier ou dans le poche.
- Le panier du déambulateur a une capacité de 5 kg (11 lbs.), ainsi que le poche. Les objets qui sont placés dedans **NE** doivent PAS dépasser du panier ni du poche.
- Le dossier doit toujours être en place et N'est PAS conçu pour supporter la totalité du poids de l'utilisateur.
- Avant de tenter d'atteindre des objets ou de les ramasser en vous penchant entre vos genoux, mettez vos pieds sur le sol. Faites **EXTRÊMEMENT** attention lorsque vous essayez d'attraper un objet.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec des accessoires Invacare. Invacare n'a pas testé les accessoires conçus par d'autres fabricants ; il n'est donc pas recommandé de les utiliser avec des produits Invacare.

Spécifications de Taille du Patient

REMARQUE: Pour les modèles non listés, merci de vérifier les étiquettes qui sont apposées sur le produit.

| MODÈLE | TAILLE MIN/MAX DU PATIENT |
|-------------------|---------------------------|
| 65851R & 65851B | 5'6" - 6'3" |
| 65650 & 65650R | 5'5" - 6'2" |
| 65650BB & 65650BR | 5'5" - 6'2" |
| 65651BB & 65651BR | 5'0" - 5'6" |
| 65350GR | 5'1" - 5'6" |
| 66550 | 5'8" - 6'5" |

Nettoyage et Maintenance

1. Assurez-vous que les freins fonctionnent bien et réglez-les si nécessaire. Contactez votre distributeur Invacare pour le réglage des freins.
2. Si la gaine anti-dérapante est lâche, N'utilisez PAS le déambulateur. Contactez votre distributeur Invacare.
3. Inspectez périodiquement les roues pour vous assurer qu'elles ne sont ni usées ni endommagées.
4. Remplacez toute pièce cassée, endommagée ou usée immédiatement.
5. Pour que votre déambulateur Economy vous rende les meilleurs services, utilisez toujours les pièces de rechange Invacare.
6. Inspectez périodiquement les roues et leurs tiges pour vous assurer qu'elles sont bien serrées l'un à l'autre et vérifiez que les roues ne sont pas encrassées avec des cheveux, de la poussière ou d'autres débris susceptibles d'empêcher leur bon fonctionnement.

Fixation du Panier et du Poche

REMARQUE: Pas tout le rollator modèle l'offre que chaque accessoire a décrit dans ce paragraphe.

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

Poche

Attacher la poche (pas montré) au tube de soutien de siège avec les fermoirs.

Panier

Installez le panier sur la tige de support avant du siège de façon à ce que les crochets reposent sur cette tige ou sous le siège.

Pour plus d'informations sur les produits, les pièces et les services Invacare, visitez le site Web www.invacare.com.

Utilisation du Déambulateurs

Ouverture du Déambulateur


1. Sur un Rollator à trois roues, soit poussez sur les deux poignées pour les écarter, soit poussez vers le bas le tube arrière de roues.

REMARQUE: Avant la première utilisation, retirez la barre de support en plastique qui se trouve entre les deux roues de derrière.

2. Sur certains modèles il faut pousser le mécanisme de verrouillage en position.

REMARQUE: Assurez-vous que les barres transversales se bloquent en position basse.

REMARQUE:
La poche pas montrée.



Pliage du Déambulateur

1. Si nécessaire, enlevez les accessoires et soulevez le siège.
2. Au besoin, soulevez le mécanisme de verrouillage de la barre entretoise.
3. Sur un Rollator à trois roues, soit poussez sur les deux poignées pour les ramener ensemble, soit soulevez le tube arrière de roues.

Utilisation du Frein à Main

1. Tirez la partie supérieure des poignées de frein vers les poignées d'appui.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour rester immobile – maintenez la poignée de frein vers le haut.
 - Pour un déplacement continu – relâchez la poignée de frein.
3. Blocage des freins, poussez vers le bas la portion inférieure de la poignée de frein.
4. Déblocage des freins, tirez vers le haut les deux poignées de poussée.

Réglage de la Hauteur

REMARQUE: Une fois la hauteur du déambulateur ajustée, il faut vérifier les freins et les régler au besoin.

1. Desserrez et démontez le bouton de réglage en le tournant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
2. Positionnez la poignée à pousser de façon à ce que lorsque le bras de l'utilisateur est relâché le long de son corps, la poignée anti-dérapante se trouve à la hauteur de son poignet.
3. Installez le bouton de réglage dans l'un des six trous de réglage et serrez le bouton de réglage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Reprenez les étapes 1 à 3 pour l'autre côté.

Garantie Limitée

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (provinces) à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare justifie les freins pour être exempt des défauts dans les matériaux et l'exécution pendant cinq années, et de tous autres composants pendant une année pour l'acheteur original (à l'exclusion des pneus et des roues). Si, durant cette période, ce produit devait être reconnu défectueux, il sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'INVACARE. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'œuvre ou aux frais de livraison encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule et unique obligation d'INVACARE et votre seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur ou vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série si le produit en a un. Ne pas retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses DOIVENT être retournées pour inspection de garantie en identifiant le numéro de série, si y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. NE PAS retourner un produit à l'usine avant d'avoir obtenu notre consentement. Les envois payables sur réception seront refusés; veuillez payer les frais d'envoi.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS - LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE PROBLÈMES DUS À UNE USURE NORMALE OU AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTE. DE PLUS, LA GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS AVEC NUMÉRO DE SÉRIE EN CAS DE SUPPRESSION OU DE MAQUILLAGE DUDIT NUMÉRO; AUX PRODUITS AYANT ÉTÉ SOUMIS À UNE NÉGLIGENCE, À UN ACCIDENT OU À UN USAGE, UN ENTRETIEN OU UN STOCKAGE INCORRECTS; NI AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT EXPRES D'INVACARE, NOTAMMENT, MAIS DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LA MODIFICATION RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE PIÈCES OU D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS EN RAISON DE RÉPARATION DE L'UNE DES PIÈCES EFFECTUÉE SANS LE CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE D'INVACARE; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES CIRCONSTANCES DÉPASSANT LE CONTRÔLE D'INVACARE; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UN REVENDEUR INVACARE. SEULE INVACARE POURRA PROCÉDER À UNE TELLE ÉVALUATION.

LA GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUELLE QU'ELLE SOIT, TACITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE POUR UN USAGE PARTICULIER. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES TERMES ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE TACITE NE PEUT S'ÉTENDRE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE AUX PRÉSENTES. INVACARE NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUELS QU'ILS SOIENT. CETTE GARANTIE PEUT ÊTRE ÉTENDUE AFIN DE RÉPONDRE AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DES DIFFÉRENTS ÉTATS ET DIFFÉRENTES PROVINCES.

Invacare Corporation

www.invacare.com



USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada

570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

© 2011 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Yes, you can.

Part No 1148077

Rev H - 11/11

