

# INVACARE® CANADA DÉAMBULATEURS À ROULETTES DOLOMITE®



  
DOLOMITE

  
INVACARE

Yes, you can.®



**Yes, you can.®**

**S**oyez plus mobile tout en accomplissant vos activités quotidiennes dans le plus grand confort grâce au déambulateur à roulettes Dolomite.

Les déambulateurs à roulettes Dolomite peuvent aider à rendre plus mobiles des personnes souffrant de différentes conditions, en réduisant leur risque de chute et en promouvant leur indépendance et leur confiance en eux.

Si vous souffrez de l'une des conditions suivantes, Invacare peut vous aider à trouver le déambulateur à roulettes approprié à vos besoins.

### **Fracture ou arthroplastie de la hanche**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Tous les modèles, selon les préférences et la taille du client.

### **Patients ayant souffert d'un accident vasculaire cérébral**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Modèle Alpha, avec frein actionnable d'une seule main ; modèle Symphony avec frein actionnable d'une seule main et poignée pour hémiplésiques

### **Problèmes respiratoires**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Tous les modèles (à l'exception du Soprano et du Jazz) équipés d'un support pour le réservoir d'oxygène

### **Arthrite**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Les modèles Alpha Basic et Alpha Advanced avec supports pour avant-bras et les modèles adaptés aux poignées anatomiques : Symphony, Legacy, Maxi+, Jazz

### **Ostéoporose**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Tous les modèles, selon les préférences et la taille du client

### **Maladie de Parkinson**

---

Déambulateur à roulettes recommandé

- Tous les modèles qui peuvent être équipés de freins de vitesse : Symphony, Legacy, Maxi+, Alpha, Jazz.



reddot design award  
winner 2013



Modèle no. JAZZSTD

## Déambulateur à roulettes Dolomite Jazz

### Panier, prises anatomiques, monte-trottoirs et dossier standard

Modèle no. JAZZSTD JAZZ Standard

Modèle no. JAZLOW JAZZ Hémi

Couleur : Gris anthracite

Le Dolomite Jazz combine fonction et style avec aisance. Le Jazz offre une ergonomie et un contrôle de haute qualité, ce qui en fait le complément parfait d'un style de vie actif. Le cadre rigide et durable se plie aisément au moyen de la charnière exclusive et se barre pour l'entreposage ou le voyage.

Fabriqué avec soin pour offrir ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité et de mobilité, le Jazz comprend plusieurs brevets d'invention et a remporté le prix « Red Dot » 2013 du meilleur design, décerné par un panel international d'experts.

### Caractéristiques

- **Facile à utiliser**

Mécanisme breveté et profilé de déclenchement de réglage de hauteur à effleurement qui permet de régler facilement la hauteur sans outils.

- **Réglage des poignées entré en mémoire**

La fonction mémoire pour un réglage intelligent de la hauteur des poignées est un design breveté Dolomite qui permet d'assurer que la hauteur des poignées revienne toujours au réglage voulu.

- **Système de freinage hybride non-linéaire**

Permet d'obtenir une force de freinage égale du début à la fin du cycle de freinage. Le système hybride est d'une allure élégante et permet de faire des réglages facilement.

- **Siège confortable et imperméable**

Confort supplémentaire dans la position assise – S'enlève facilement pour le nettoyage.

- **Panier pliable pratique**

Permet de ranger les articles dont vous avez besoin tous les jours jusqu'à 15 lbs. Des poignées intégrées permettent d'enlever le panier et de le porter à la main.

### Spécifications

	Hémi	Standard
Distance entre les roulettes arrière	20"	20"
Hauteur minimale des poignées	26 ½"	29 ½"
Hauteur maximale des poignées	31 ½"	39"
Hauteur du siège	20"	24"
Dimensions du siège	18" x 11"	18" x 11"
Plié en position transport	8 ½"	8 ½"
Largeur hors tout	23 ½"	23 ½"
Longueur hors tout	27"	27"
Distance entre les poignées	18"	18"
Poids du déambulateur (lb.)	16	17
Capacité pondérale (lb.)	331	331



Le déambulateur Legacy Deluxe avec siège et dossier capitonnés

Modèle no. 12050-38-86

## Déambulateurs à roulettes Dolomite Legacy

### Panier et dossier réglable standard

Modèle no. 12050-38-86 LEGACY Standard Rouge    Modèle no. 12054-38-86 LEGACY Super Hémi Rouge  
 Modèle no. 12050-37-86 LEGACY Standard Bleu    Modèle no. 12054-37-86 LEGACY Super Hémi Bleu  
 Modèle no. 12052-38-86 LEGACY Hémi Rouge  
 Modèle no. 12052-37-86 LEGACY Hémi Bleu

## Déambulateur à roulettes Dolomite Legacy Deluxe

### Dossier capitonné, siège capitonné et panier standards.

Modèle no. 12050-38-86D LEGACY Deluxe Standard Rouge  
 Modèle no. 12050-37-86D LEGACY Deluxe Standard Bleu  
 Modèle no. 12054-38-86DLX LEGACY Deluxe Super Hémi Rouge  
 Modèle no. 12054-37-86D LEGACY Deluxe Super Hémi Bleu  
 Modèle no. 12052-38-86D LEGACY Deluxe Hémi Rouge  
 Modèle no. 12052-37-86D LEGACY Deluxe Hémi Bleu

Le Dolomite Legacy, c'est plus qu'un nom. C'est une partie de notre patrimoine. Depuis plus de 10 ans, le Legacy a permis à des centaines de milliers de personnes de plus de 80 pays de retrouver leur mobilité. Basé sur la technologie de la banquette relevable, le Legacy offre une sécurité et un confort éprouvés qui vous permettent de reconquérir votre indépendance et de profiter de vos activités quotidiennes avec confiance.

## Caractéristiques

- Siège repliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés
- Armature à design unique avec poignées orientées vers l'avant pour promouvoir une meilleure posture
- Système de freinage breveté à tension réglable
- Grandes roues 8 po avec roulements de qualité supérieure pour une meilleure manœuvrabilité
- Disponible avec poignées hautes

## Spécifications

	Super Hémi	Hémi	Standard
Distance entre les roulettes arrière	19"	19"	19"
Hauteur minimale des poignées	28"	30 ½"	33 ½"
Hauteur maximale des poignées	31"	33 ½"	36 ½"
Hauteurs min. et max. des poignées hautes	N/A	34 - 37"	35 - 39"
Hauteur du siège	19"	21 ½"	24"
Largeur hors tout	23"	23"	23"
Longueur hors tout	23"	26"	26"
Distance entre les poignées	17"	17"	17"
Poids du déambulateur (lb.)	15	15	15
Capacité pondérale (lb.)	275	275	275



Modèle no. 12160

## Déambulateur à roulettes Dolomite Symphony

### Panier et soutien dorsal standard

Modèle no.	12160 SYMPHONY Standard
Modèle no.	12161 SYMPHONY Hémi
Modèle no.	12162 SYMPHONY Super Hémi
Couleur :	Argenté

Fabriqué en aluminium ultra-léger, le Dolomite Symphony offre une sécurité et un confort ultimes ainsi qu'un design ergonomique inégalé. Grâce à son fini argenté élégant, le Dolomite Symphony allie style et sophistication à la légèreté de l'aluminium.

### Caractéristiques

- Armature légère en aluminium
- Système de freinage Dolomite Advanced (DABS II)
- Siège pliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés
- Le soutien dorsal réglable offre confort et sécurité
- Réglages illimités de la hauteur et de l'angle des poignées
- Les poignées anatomiques aident à prévenir les douleurs et l'engourdissement dans les mains

### Spécifications

	Super Hémi	Hémi	Standard
Distance entre les roulettes arrière	18 ½"	18 ½"	18 ½"
Hauteur minimale des poignées	25"	27 ¾"	30"
Hauteur maximale des poignées	30"	33 ¾"	36"
Hauteurs min. et max. des poignées hautes	N/A	N/A	N/A
Hauteur du siège	18"	21 ½"	24 ½"
Largeur hors tout	23"	23"	23"
Longueur hors tout	22"	24 ½"	27 ½"
Distance entre les poignées	17"	17"	17"
Poids du déambulateur (lb.)	14	14	14 ½
Capacité pondérale (lb.)	275	275	275



Modèle no. 12120-37-746

## Déambulateur à roulettes Dolomite Maxi+

### Panier et soutien dorsal standard

Modèle no. 12120-37-746 MAXI+ Standard

Modèle no. 12122-37-746 MAXI+ Hémi

Couleur : Bleu marine

Le déambulateur à roulettes Dolomite's Maxi + est un déambulateur de haute qualité et extrêmement fonctionnel destiné à nos clients plus robustes qui nécessitent une assise plus large et une capacité pondérale plus importante. Le nouveau déambulateur à roulettes Maxi+ offre une armature renforcée et une capacité pondérale maximale de 440 lb.

### Caractéristiques

- Poignées orientées vers l'avant pour promouvoir une meilleure posture
- Siège repliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés
- Poignées anatomiques
- Système de freinage breveté
- Assise extra large
- Grandes roues SLII de 8" avec roulements de qualité supérieure pour une meilleure manoeuvrabilité

### Spécifications

	Hémi	Standard
Distance entre les roulettes arrière	22"	22"
Hauteur minimale des poignées	29"	32"
Hauteur maximale des poignées	35"	38 ½"
Hauteur du siège	22"	25 ½"
Largeur hors tout	27 ¼"	27 ¼"
Longueur hors tout	29"	25 ½"
Distance entre les poignées	21 ½"	21 ½"
Poids du déambulateur (lb.)	22	22
Capacité pondérale (lb.)	440	440



## Le déambulateur à roulettes Dolomite Soprano

### Panier et soutien dorsal standard

Modèle no. 12030-44-86 SOPRANO Standard

Couleur : Champagne

Le Dolomite Soprano est un déambulateur robuste équipé de grandes roues de 10", dont l'excellente performance sur des terrains accidentés en fait un modèle idéal pour tous les utilisateurs actifs, avides de plein air. Grâce à son système de freinage sans câble, son châssis large et solide et un système d'assise renforcé, le Dolomite Soprano offre une capacité pondérale accrue de 355 lb.

### Caractéristiques

- Système de freinage sans câble
- Châssis – Châssis solide et robuste qui fournit une excellente stabilité
- Poignées réglables – Réglages illimités jusqu'à obtention de la hauteur désirée et réglage de l'angle interne jusqu'à un maximum de 15 degrés
- Poignées – Les poignées délicatement coudées offrent une prise confortable aux mains de toutes tailles
- Siège repliable – Le siège extra grand est repliable pour un accès plus aisé
- Pliable – Reste en position verticale lorsque plié pour un rangement et un transport plus faciles
- Roues de 10" – De grandes roues solides offrent une excellente friction et un maniement confortable

### Spécifications

	Soprano
Distance entre les roulettes arrière	22"
Hauteur minimale des poignées	31"
Hauteur maximale des poignées	39"
Hauteur du siège	24"
Largeur hors tout	25 ½"
Longueur hors tout	30"
Distance entre les poignées	18"
Hauteur en position verticale	19"
Plié pour le transport	13"
Diamètre des roues	10"
Poids du déambulateur (lb.)	21
Capacité pondérale (lb.)	355

## ALPHA BASIC AVEC SUPPORTS POUR AVANT-BRAS



Modèle no. 12230-35-01

## ALPHA BASIC AVEC PLATE-FORME



Modèle no. 12230-02-35-87



Modèle no. 12220-35-01

## Déambulateur Dolomite Alpha Advanced/Basic

### Panier et plateau repas/boissons standard

Modèle no. 12220-35-01 ALPHA Advanced avec supports pour avant-bras

Modèle no. 12230-35-01 ALPHA Basic avec supports pour avant-bras

Modèle no. 12230-02-35-87 ALPHA Basic avec plate-forme

Modèle no. 12220-02-35-87 ALPHA Advanced avec plate-forme

Couleur : bleu marine

Le déambulateur Dolomite Alpha est un déambulateur exceptionnel conçu spécialement pour les utilisateurs qui souffrent d'arthrite ou des séquelles d'un accident vasculaire cérébral. Les supports uniques pour avant-bras sont réglables et le système de freinage offre une stabilité maximale avec un effort minime de freinage.

### Caractéristiques

- La conception du châssis permet une stabilité maximale et encourage une posture et un équilibre appropriés.
- Les supports pour avant-bras se règlent selon l'angle, ainsi qu'en largeur et en profondeur.
- Les prises de poignées s'adaptent à chaque individu grâce au réglage de l'angle et de la hauteur
- Poignée de frein extrêmement facile à utiliser, même pour les personnes ayant une dextérité manuelle limitée
- Siège repliable pour un accès et entraînement à la marche plus aisés
- Système de freinage avancé (DABS II)

### Spécifications

	Supports pour avant-bras/Plate-forme
Distance entre les roulettes arrière	22"
Hauteur minimale des poignées	37 ½"/38 ½"
Hauteur maximale des poignées	47 ½"/48 ½"
Hauteur du siège	24 ½"
Largeur hors tout	26"
Longueur hors tout	27 ½"
Distance entre les poignées	14 - 17"
Poids du déambulateur (lb.)	28 ½"/29 ½"
Capacité pondérale (lb.)	275



### Déambulateurs à roulettes Dolomite – Garantie

Toutes les armatures des déambulateurs Dolomite sont couvertes par une garantie à vie. Les poignées et boîtier de frein sont garantis pour cinq ans et toutes les autres composantes pour une période d'un an. La garantie ne couvre pas l'usure normale.



### Accessoires pour le déambulateur à roulettes

Une vaste gamme d'accessoires uniques et fonctionnels qui répondent à de nombreux besoins.



#### Panier de luxe

Ces élégants paniers aux poignées incorporées et aux pochettes intérieures avec fermeture à glissière sont parfaits pour ranger vos effets personnels. Capacité de 10 kg/22 lb.

Modèle no. 1564104 rouge

Modèle no. 1560336 gris

Convient aux modèles Jazz après le NS 13CHX000681



#### Dossier rembourré

Convient au dossier standard du modèle Jazz 1522062, pour fournir un confort supplémentaire lorsque vous êtes assis.

Modèle no. 1551654



## Soutien dorsal capitonné

Fait de velours doux, pour un plus grand confort lorsque l'utilisateur est assis.

Modèle no. 12514 (Legacy, Soprano, Maxi+, Symphony)

## Coussin de siège capitonné

Coussin de mousse avec housse lavable facile à attacher sur le siège du déambulateur à roulettes.

Modèle no. 12518 (Legacy, Soprano, Maxi+, Alpha, Symphony)



1512912

12606

## Porte-canne

Facile à installer et à utiliser, convient à tous les types de cannes à point de contact unique et peut être monté à l'avant ou à l'arrière de tous les modèles de déambulateurs à roulettes.

Modèle no. 12606 (Legacy, Soprano, Maxi+, Alpha, Symphony, )

Modèle no. 1512912 (Jazz)



12682-25

## Support pour réservoir à oxygène

Pour les besoins de tous ceux qui utilisent des appareils respiratoires, ce support durable convient à tous les réservoirs de type « D » en aluminium. (N'est pas disponible avec les modèles Très bas)

Modèle no. 12682-25 (Symphony, Legacy, Maxi+, Alpha)


Modèle no. 12683 (Soprano)



## Sac pour panier

Ce sac résistant à l'eau, avec fermeture-éclair s'attache facilement au panier – une façon sécuritaire de ranger vos affaires personnelles.

Modèle no. 12523 (Legacy, Soprano, Maxi+, Alpha, Symphony, )



70311

1546264

## Plateau repas et boissons

Idéal à la maison, ce plateau bon marché et facile à nettoyer s'attache tout simplement au siège du déambulateur à roulettes.

Modèle no. 70311 (Symphony, Legacy, Maxi+, Alpha [std.], Soprano)


Modèle no. 1452301 (Jazz après le NS 13CHX000681)



## Plate-forme Alpha

Plate-forme douce confortable, amovible, idéale pour un meilleur soutien et l'entraînement à la marche.

Modèle no. 13018



12560-21

12562-21

1563251

## Frein de contrôle de vitesse

La conception unique de ce frein permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse pour une sécurité accrue et lorsqu'il/elle s'entraîne à la marche sans causer d'usure des roues. Idéal pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou souffrant de troubles des fonctions cognitives.

Modèle no. 12562-21 (Symphony, Legacy)

Modèle no. 12560-21 (Max i+, Alpha)

Modèle no. 1563251 (Jazz après le NS 13CHX000681)



13041-21

12543KIT

## Frein de ralentissement

Son design exclusif permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse pour une sécurité et une facilité ambulatoires accrues, sans user les roues. Parfait pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ou lorsque la cognition est problématique.

Modèle no. 13041-21 (Symphony, Maxi+, Alpha & Legacy & Jazz (avant NS 13CHX000680)

Modèle no. 12543KIT (Soprano)



## (HP) Poignée pour hémiplegiques

L'angle de la poignée en mousse peut être réglé pour correspondre aux besoins de chacun et pour aider à assurer une prise sécuritaire du côté affaibli. Poignée de frein pivotante pour un plus grand confort. Peut être montée à droite ou à gauche.

Modèle no. 12611-L-60, 12611-R-60 (Symphony)



## Poignées anatomiques

Grâce à leur plus grande surface, ces poignées permettent à l'utilisateur de moins se fatiguer en promouvant une meilleure distribution du poids et en prévenant l'engourdissement et la douleur dans les mains. Idéales pour les utilisateurs souffrant d'arthrite.

Modèle no. 12509 (Symphony, Legacy, Maxi+)

Modèle no. 1563282 (Jazz après le NS 13CHX000681)



## Frein actionnable d'une seule main

Si une main est affaiblie, ce frein permet à l'utilisateur de freiner ou de bloquer les deux freins du côté non affaibli. Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite ou de séquelles d'un accident vasculaire cérébral.

Modèle no. 12505-L, 12505-R

Modèle no. 12514-L, 12514-R (Alpha Basic)

Modèle no. 12515 (Alpha Advanced)

Modèle no. 12507-R or 12507-L (Symphony)



## Poignées hautes

Ces poignées en chrome aux prises en mousse durable permettent de mieux régler le déambulateur aux besoins des utilisateurs, et augmentent leur confort, en donnant plus de hauteur à tous ceux qui en ont besoin.

Modèle no. 12621 (Legacy)

## Accessoires disponibles

	Soprano	Symphony	Legacy/ Legacy Deluxe	Jazz	Alpha	Maxi +
Frein de contrôle de vitesse		•	•		•	•
Frein actionnable d'une seule main		•	•		•	•
Poignées hautes			*•			
Poignées anatomiques		•	•	•		•
Poignée pour hémiplegiques		•				
Support pour réservoir à oxygène		*•	*•		•	•
Plateau repas et boissons	•	•	•	•	•	•
Porte-canne	•	•	•	•	•	•
Sac pour panier		•	•		•	•
Support dorsal/Dossier rembourré			•	•		•
Siège de coussin capitonné		•	•		•	
Dossier rembourré				•		

\* N'est pas disponible dans les modèles Très Hémi



**Yes, you can.®**

**Invacare Canada LP**

[www.invacare.ca](http://www.invacare.ca)

570 Matheson Blvd. E.  
Unit 8  
Mississauga, Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
(800) 668-5324

Tous droits réservés.

Les marques déposées sont identifiées par les symboles TM, SM et ®. Toutes les marques déposées sont la propriété de, ou utilisées sous licence par, Invacare Corporation, à moins d'avis contraire.

Les spécifications peuvent être sujettes à des changements sans notification préalable.

© 2019

Invacare Canada

Form No. 09-738C

Rev 3/19